

[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdk4 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P11802

Numéro d'article: CM0002256



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant la CDK4 humaine (P11802), adapté pour WB, IP, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat et le singe. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] mAb de lapin anti-CDK4
Remarques/Alias	CMM3; PSK-J3; K4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1019
GeneID	1019
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P11802
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace