


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Cdk8 Pour Wb, Ip, Elisa - P49336

Numéro d'article: CM0024776



Introduction

CamelBio fournit l'anticorps polyclonal de lapin anti-CDK8 [Validé KO] (P49336) validé pour WB, IP, ELISA. Fiable pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CDK8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	K35, IDDHBA, K8
Espèce	Humain
ID du gène	1024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 365-464 de la CDK8 humaine (NP_001251.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49336
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace