

[KO Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn1A/P21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Numéro d'article: CM0003039



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant la protéine humaine CDKN1A/p21 (P38936). Adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, les dommages à l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CDKN1A/p21 Rabbit mAb
Remarques / Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1026
GenelD	1026
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-164 de la protéine humaine CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38936
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sachet de glace