


[KO Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Numéro d'article: CM0002905



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin knock-out (KO) validé ciblant CDKN1B/p27KIP1, adapté pour Western blot, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CDKN1B/p27KIP1 mAb de lapin
Remarques / Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1027
GeneID	1027
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 99 et 198 de la protéine humaine CDKN1B/p27KIP1 (P46527).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46527
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace