

[KO Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cetn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Numéro d'article: CM0026721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CETN2/Centrine-2, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Essentiel pour les études de duplication du centrosome, de réparation de l'ADN et d'export des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] Anticorps pAb de Lapin CETN2
Remarques/Alias	CALT ; CEN2 ; N2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	1069
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la protéine humaine CETN2 (NP_004335.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41208
Poids Moléculaire Protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace