


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chd1 (Pab) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14646

Numéro d'article: CM0027705



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CHD1 humain, validé pour les applications de Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît CHD1 humain, murin et de rat. Adapté à la recherche sur le remodelage de la chromatine, la transcription et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] pAb de Lapin anti-CHD1
Remarques/Alias	CHD-1 ; PILBOS ; D1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1105
GenelD	1105
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1600 et l'extrémité C-terminale de CHD1 humain (NP_001261.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14646
Poids moléculaire protéique	197 kDa
Expédition	Sac de glace