


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ciap1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13490

Numéro d'article: CM0003452



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant la protéine cIAP1 humaine (Q13490), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la signalisation NF-kB et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] cIAP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	329
GeneID	329
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine cIAP1 humaine (Q13490).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13490
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace