


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cirbp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14011

Numéro d'article: CM0027336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la protéine liant l'ARN inductible par le froid (CIRBP). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Recherche sur la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CIRBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	CIRP; BP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1153
GeneID	1153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la CIRBP humaine (NP_001271.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14011
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace