


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csde1 Pour Wb, Elisa - O75534

Numéro d'article: CM0022933



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CSDE1 humain (UniProt O75534), validé pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la protéine de liaison à l'ARN CSDE1 impliquée dans le renouvellement de l'ARNm et la formation des granules de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CSDE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UNR; D1S155E; E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7812
GeneID	7812
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 369-600 du CSDE1 humain (NP_009089.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75534
Poids moléculaire	89kDa
Expédition	Sac de glace