


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csde1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75534

Numéro d'article: CM0030220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre CSDE1 (UNR), adapté pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte CSDE1 humain et murin. Idéal pour la recherche sur la régulation traductionnelle et les granules de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] CSDE1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	UNR ; D1S155E ; E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7812
GeneID	7812
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 369-600 de CSDE1 humain (NP_009089.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75534
Poids Moléculaire Protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace