


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cycline B1 Validé Ko Pour Wb Et Elisa - P14635

Numéro d'article: CM0003953



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cycline B1 validé KO pour applications WB et ELISA, réagissant avec l'humain. Cible un régulateur clé du cycle cellulaire essentiel pour la transition G2/M et l'activation de CDK1. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Cycline B1 [Validé KO]
Remarques/Alias	CCNB ; B1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	891
GenelD	891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3-177 de la Cycline B1 humaine (P14635)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14635
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace