


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cycline D1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P24385

Numéro d'article: CM0003775



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant la Cycline D1 (BCL1/PRAD1). Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transition du cycle cellulaire G1/S et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Cycline D1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; D1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	595
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 196 et 295 de la Cycline D1 humaine (P24385).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24385
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sachet de glace