

Anticorps Polyclonal De Lapin Ko Validé Anti-Cypor (Por) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Numéro d'article: CM0027495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la NADPH-cytochrome P450 réductase humaine (CYPOR/POR). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le CYPOR humain, de souris et de rat. Conçu pour la recherche IVD et le développement d'essais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CYPOR Rabbit pAb
Remarques / Alias	CPR; CYPOR; P450R; OR
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5447
ID du gène	5447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la CYPOR humaine (NP_000932.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16435
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace