

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 20 (Krt20) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Numéro d'article: CM0024403

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la cytokératine 20 humaine (CK20/KRT20), validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour les études sur la différenciation de l'épithélium intestinal, l'organisation des filaments de kératine et la sécrétion de mucine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Cytokératine 20 (KRT20) Lapin pAb
Remarques/Alias	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54474
GeneID	54474
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35900
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace