


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 8 Pour Wb - P05787

Numéro d'article: CM0019049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant la Cytokératine 8 (KRT8). Pour applications en Western blot, réagit de manière croisée avec des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude des filaments intermédiaires épithéliaux, des réseaux de kératine et des pathologies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Cytokératine 8 pAb de lapin
Remarques/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3856
Gene ID	3856
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 380-480 de la Cytokératine 8 humaine (NP_002264.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05787
Poids de la protéine	54 kDa/56 kDa
Expédition	Sac de glace