


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cytokératine 8/Krt8 Validé Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05787

Numéro d'article: CM0009462



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé KO dirigé contre la cytokératine 8/KRT8 humaine. Convient pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Pour la biologie épithéliale et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Cytokératine 8/KRT8 mAb Lapin
Remarques/Alias	K8 ; CK8 ; CK-8 ; CYK8 ; K2C8 ; CARD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3856
GeneID	3856
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 341-440 de la cytokératine 8/KRT8 humaine (NP_002264.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P05787
Poids Protéique	54 kDa/56 kDa
Expédition	Sac de glace