

Anticorps Polyclonal Anti-Dnajb1 Validé Ko Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25685

Numéro d'article: CM0025336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre DNAJB1 (Hdj1/HSP40). Convient pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les chaperons et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAb Lapin DNAJB1
Remarques/Alias	Hdj1 ; Sis1 ; HSPF1 ; Hsp40 ; RSPH16B ; B1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3337
ID du gène	3337
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-340 de DNAJB1 humain (NP_006136.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25685
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace