

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Numéro d'article: CM0016395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EBP1/PA2G4, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la prolifération cellulaire, la différenciation et les voies de signalisation ERBB3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] EBP1/PA2G4 Lapin pAb
Remarques/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	5036
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-394 de l'EBP1/PA2G4 humain (NP_006182.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQ80
Poids Moléculaire Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace