

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ece1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42892

Numéro d'article: CM0025546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre l'ECE1 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'ECE1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'endothéline-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] ECE1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ECE; E1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1889
GenelD	1889
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 670-770 de l'ECE1 humain (NP_001388.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42892
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace