

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eef1B2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24534

Numéro d'article: CM0029143



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin, validé KO, ciblant l'EEF1B2 humain, adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. L'EEF1B2 fonctionne comme un facteur d'élongation dans la biosynthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Anticorps pAb de Lapin EEF1B2
Remarques/Alias	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1933
GeneID	1933
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 de l'EEF1B2 humain (NP_001032752.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24534
Poids Moléculaire Protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace