

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ErbB3/Her3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Numéro d'article: CM0013264



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant ErbB3/HER3, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. L'immunogène correspond à la région C-terminale (aa 1275-1342). Poids prédit de 148 kDa. Idéal pour la recherche sur le cancer et les cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] ErbB3/HER3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HER3 ; FERLK ; LCCS2 ; VSCN1 ; ErbB-3 ; c-erbB3 ; erbB3-S ; MDA-BF-1 ; c-erbB-3 ; p180-ErbB3 ; p45-sErbB3 ; p85-sErbB3 ; R3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2065
GeneID	2065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1275-1342 de l'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21860
Poids protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace