


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esd Pour Wb Et Elisa - P10768

Numéro d'article: CM0023032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant l'ESD humaine (S-formylglutathion hydrolase, estérase D). Réagit de manière croisée avec la souris, prend en charge le WB et l'ELISA pour la recherche sur le métabolisme du formaldéhyde, idéal pour l'étude des voies de détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ESD Lapin pAb
Remarques/Alias	FGH; SD
Espèce	Humain
ID de gène	2098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-282 de l'ESD humaine (NP_001975.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10768
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace