


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fam38A/Piezo1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92508

Numéro d'article: CM0006655



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant PIEZO1, un canal ionique mécano-sensible impliqué dans le toucher, le développement vasculaire et l'adhésion cellulaire. Convient pour WB, IHC-P et ELISA ; détecte des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] FAM38A/PIEZO1 mAb de lapin
Remarques / Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9780
Identifiant du gène	9780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2199-2429 de PIEZO1 humain (NP_001136336.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92508
Poids de la protéine	287kDa
Expédition	Sac de glace