


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Fascin/Fscn1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16658

Numéro d'article: CM0021166



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre la Fascine humaine (FSCN1) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la Fascine humaine, murine, de rat ; adapté pour la recherche sur le cytosquelette d'actine et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Anticorps pAb Lapin Fascine/FSCN1
Remarques/Alias	HSN ; SNL ; p55 ; FAN1 ; N1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	6624
ID du Gène	6624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 394-493 de la Fascine/FSCN1 humaine (NP_003079.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16658
Poids Moléculaire Protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace