


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galectine-3/Lgals3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17931

Numéro d'article: CM0012853



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la Galectine-3 (LGALS3) humaine. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Reconnaît une protéine de 26 kDa. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Galectine 3/LGALS3 pAb de lapin
Remarques/Alias	L31 ; GAL3 ; MAC2 ; CBP35 ; GALBP ; GALIG ; LGALS2 ; S3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3958
Identifiant de gène	3958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la Galectine 3/LGALS3 humaine (NP_002297.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17931
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace