

Anticorps Monoclonal Anti-Gars Validé Ko Pour Wb Et Elisa - P41250

Numéro d'article: CM0003248



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO dirigé contre la GARS humaine (glycyl-ARNt synthétase). Adapté pour Western blot et ELISA. L'immunogène correspond aux acides aminés 640-739 de la GARS humaine (P41250).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] GARS Rabbit mAb
Remarques / Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2617
ID du gène	2617
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41250
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace