

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gata3 Pour Wb Et Elisa - P23771

Numéro d'article: CM0019880



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GATA3 humain, validé par knockout. Compatible avec la WB et l'ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Destiné à l'étude de la fonction du facteur de transcription des lymphocytes T dans la différenciation Th2 et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] GATA3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HDR ; HDRS ; A3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2625
ID du gène	2625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de GATA3 humain (NP_001002295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P23771
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant