

Anticorps Polyclonal Anti-Git1 Validé Par Ko Pour Wb, If/Ifc, Elisa - Q9Y2X7

Numéro d'article: CM0020197

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre GIT1, une protéine d'échafaudage impliquée dans les adhérences focales, la migration cellulaire et la fonction synaptique. Convient pour WB, IF/IFC, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] GIT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	p95-APP1; T1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	28964
ID de Gène	28964
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-640 de GIT1 humain (NP_054749.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/IFC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2X7
Poids Protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace