

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Glod4 Pour Wb, Elisa - Q9Hc38

Numéro d'article: CM0022118



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité dirigé contre le GLOD4 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour les échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la protéine 4 contenant le domaine glyoxalase mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] GLOD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51031
ID de gène	51031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 179-298 du GLOD4 humain (NP_057164.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HC38
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace