


Anticorps Polyclonal De Lapin Ko Validé Contre La Glutathion Synthétase (Gss) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Numéro d'article: CM0018508



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la Glutathion Synthétase (GSS) humaine. Adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le stress oxydatif et la recherche sur la biosynthèse du glutathion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Glutathion Synthétase (GSS) Rabbit pAb
Remarques / Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2937
GeneID	2937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 373-474 de la Glutathion Synthétase (GSS) humaine (NP_000169.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48637
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace