

[KO Validé] Anticorps Monoclonal Anti-Gsdme (Longueur Totale + N-Terminal) Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O60443

Numéro d'article: CM0009711



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité [KO Validé] GSDME validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Reconnaît la GSDME humaine (DFNA5/ICERE-1) avec des isoformes à 11, 35 et 55 kDa. Idéal pour les études de pyroptose et d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] Anticorps monoclonal Lapin GSDME (Longueur totale + N-terminal)
Remarques/Alias	DFNA5 ; ICERE-1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1687
GenelD	1687
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 245-344 de la GSDME humaine (Longueur totale + N-terminal) (NP_004394.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O60443
Poids Moléculaire Protéique	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Expédition	Sac de glace