

[KO Validé] Polymab® Lapin Anti-Hadha Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Numéro d'article: CM0006414



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HADHA de haute qualité [KO Validé] pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur la bêta-oxydation mitochondriale et le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] PolymAb® Lapin HADHA
Remarques/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 545-763 du HADHA humain (NP_000173.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40939
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace