

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hdac1 Pour Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - Q13547

Numéro d'article: CM0005700



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HDAC1 validé pour WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Convient pour la recherche sur HDAC1 humaine et murine en épigénétique et régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] HDAC1 mAb de lapin
Remarques/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3065
Immunogène	Peptide synthétique (aa 393-482 de HDAC1 humaine, NP_004955.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13547
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace