

[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hexokinase-1 (Hk1) Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

Numéro d'article: CM0002664



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant l'hexokinase-1 humaine (HK1, P19367). Convient pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur la glycolyse, le métabolisme et les études sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] HK1 mAc Lapin
Remarques/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3098
GeneID	3098
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'hexokinase 1 humaine (P19367).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19367
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace