

Anticorps Monoclonal Anti-Hexokinase II Validé Ko Pour Wb, Elisa - P52789

Numéro d'article: CM0007708



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Hexokinase II validé KO pour Western blot et ELISA ; détecte l'Hexokinase II humaine, murine et ratine (102 kDa). Idéal pour les études sur la glycolyse et l'apoptose mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Hexokinase II mAb de Lapin
Remarques/Alias	HKII; HXK2; II
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3099
GeneID	3099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de l'Hexokinase II humaine (NP_000180.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52789
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace