


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Hira Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54198

Numéro d'article: CM0030591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIRA humain (TUP1/DGCR1), validé par KO pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Utile pour l'étude de l'assemblage de la chromatine, de la sénescence et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] HIRA Rabbit pAb
Remarques / Alias	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7290
GeneID	7290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-550 de HIRA humain (NP_003316.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P54198
Poids protéique	112 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant