


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H1.0 Validé Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Numéro d'article: CM0029985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre l'Histone H1.0 pour le Western blotting, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine, la régulation des gènes et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Histone H1.0 Lapin pAb
Remarques/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
Espèce	Humain
ID de gène	3005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de H1F0 humain (NP_005309.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07305
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace