


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Histone H2A.z Pour Wb, Elisa - P0C0S5

Numéro d'article: CM0029776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'Histone H2A.Z humaine, validé KO pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène : protéine recombinante (aa 1-128). Poids moléculaire ~13 kDa. Idéal pour la biologie de la chromatine et la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Anticorps pAb de Lapin Anti-Histone H2A.Z
Remarques/Alias	H2AZ ; H2A.z ; H2A/z ; H2AFZ ; H2A.Z-1 ; .Z
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	H2A
ID du Gène	3015
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de H2AFZ humain (NP_002097.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0C0S5
Poids de la Protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace