

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15365

Numéro d'article: CM0018959



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la hnRNP E1/PCBP1 humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat, avec un poids moléculaire de 37 kDa. Idéal pour l'étude des fonctions des protéines de liaison à l'ARN, de l'érythropoïèse et des mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[KO validé] hnRNP E1/PCBP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
Espèce	Humaine
ID du gène	5093
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la hnRNP E1/PCBP1 humaine (NP_006187.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15365
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Poche de glace