

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnrnpa2B1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Numéro d'article: CM0013846



Introduction

[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-HNRNPA2B1 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la biologie de l'ARN et la recherche sur les télomères. - P22626

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] HNRNPA2B1 pAc Lapin
Remarques/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de HNRNPA2B1 humain (NP_112533.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22626
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace