


## [Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hprt1 Pour Wb, Elisa - P00492

Numéro d'article: CM0028117



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HPRT1, validé pour les applications de knock-out. Convient pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat, soutenant la recherche sur la voie de récupération des purines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Détails                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | [Validé KO] Anticorps pAb de Lapin HPRT1                                                                                   |
| Remarques/Alias             | HPRT; HGPRT; T1                                                                                                            |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                     |
| GenelD (Humain)             | 3251                                                                                                                       |
| GenelD                      | 3251                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de HPRT1 humain (NP_000185.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                      |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                       | P00492                                                                                                                     |
| Poids Moléculaire Protéique | 25kDa                                                                                                                      |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                               |