


[Ko Validé] Anticorps Monoclonal Anti-Hsp90A Pour Wb, Elisa - P07900

Numéro d'article: CM0011650



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Hsp90α humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Adapté aux études sur la biologie des chaperons, la transduction du signal et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hsp90α Rabbit mAb [KO validé]
Remarques/Alias	EL52 ; HSPN ; LAP2 ; HSP86 ; HSPC1 ; HSPCA ; Hsp89 ; Hsp90 ; LAP-2 ; HSP89A ; HSP90A ; HSP90N ; Hsp103 ; HSPCAL1 ; HSPCAL4 ; HEL-S-65p
Espèce	Humaine
ID du gène	3320
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 433 à 732 de Hsp90α humaine (NP_005339.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07900
Poids moléculaire	84 kDa/98 kDa
Expédition	Sac réfrigérant