


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hsp90B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08238

Numéro d'article: CM0019332



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Hsp90 β humain (HSP90AB1), validé pour KO, adapté pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat, le singe. Chaperon moléculaire impliqué dans le repliement des protéines et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Hsp90 β pAc de Lapin
Remarques/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3326
GeneID	3326
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P08238
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace