

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igf2Bp1/Imp1 Pour Wb, Elisa - Q9Nzi8

Numéro d'article: CM0019809



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre l'IGF2BP1/IMP1 humain. Convient pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine de liaison à l'ARN impliquée dans le transport, la stabilité et la régulation de la traduction de l'ARNm dans le cancer et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] IGF2BP1/IMP1 pAc Lapin
Remarques/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10642
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-100 de l'IMP1 humain (NP_006537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZI8
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace