


[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal Anti-Impdh2 Pour Wb, If/Ifc, Elisa - P12268

Numéro d'article: CM0008005



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO dirigé contre l'IMPDH2 humain, adapté pour WB, IF/IFC et ELISA. Détecte l'IMPDH2 humain, de souris et de rat ; essentiel pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] IMPDH2 Lapin mAb
Remarques/Alias	IMPD2; IMPDH-II; H2
Espèce	Humain
GenelD	3615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-300 de l'IMPDH2 humain (P12268)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/IFC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12268
Poids Protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace