


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ing5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8WYh8

Numéro d'article: CM0029343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ING5 humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur l'acétylation de la chromatine, le cycle cellulaire et l'apoptose. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ING5 Lapin pAb
Remarques/Alias	p28ING5; G5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84289
GeneID	84289
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'ING5 humain (NP_115705.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WYH8
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace