

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Insulin-Degrading Enzyme (Ide) Validé Par Ko Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14735

Numéro d'article: CM0022841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre l'IDE, adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines humaine et murine. Idéal pour l'étude de la dégradation de l'insuline, du diabète et de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin [Validé par KO] dirigé contre l'Insulin-degrading enzyme (IDE)
Remarques/Alias	INSULYSIN
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3416
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'Insulin-degrading enzyme (IDE) humaine (NP_004960.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P14735
Poids moléculaire de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace