

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ipo4 Pour Wb, Elisa - Q8Tex9

Numéro d'article: CM0019615



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant l'Importine-4 (IPO4) humaine pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Réactif clé pour étudier le transport nucléaire des histones, du VDR et des protéines virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Anticorps pAb de Lapin IPO4
Remarques/Alias	Imp4 ; O4
Espèce	Humain
GeneID	79711 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 728-1081 de l'IPO4 humaine (NP_078934.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TEX9
Poids Moléculaire Protéique	119 kDa
Expédition	Sac de glace