

[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Irf3 Pour Wb - Q14653

Numéro d'article: CM0002222



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant le facteur de régulation de l'interféron 3 (IRF3). Adapté aux applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la protéine IRF3 humaine et murine. Idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire innée et les antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] IRF3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IIAE7; F3
Espèce	Humain
ID du gène	3661
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'IRF3 humain (Q14653).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14653
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace