

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Irf9 Pour Wb, Elisa - Q00978

Numéro d'article: CM0021460

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'IRF9 humain (ISGF3 γ), adapté pour WB et ELISA. Détectez le facteur de transcription de 44 kDa crucial pour la signalisation antivirale des interférons de type I. Pour les études sur l'immunité innée et le complexe ISGF3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] IRF9 Lapin pAb
Remarques/Alias	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
Espèce	Humain
ID de gène	10379
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 113-255 de l'IRF9 humain (NP_006075.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q00978
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace